

Tri-Fender™

Tehoaine: Patentoitu I-Tech jodi
Käyttötapa: VMS, spray, kasto
Käyttövalmis, soveltuu luomuun



Kaikki
vedinhoito-
aineemme
soveltuvat
myös
Luomuun!



Tehokas,
patentoitu
jodin toiminta,
I-tech



- Erinomainen teho taudinaiheuttajiin
- Erinomainen hoitavuus vetimien iholle
- Voidaan käyttää sprayna, kastona ja VMS:llä.

Tri-Fender™ on jodipohjainen vedinhoitoaine, jossa yhdistyvät erinomaiset ihonhoito-ominaisuudet ja erinomainen vedinten desinfiointi. Tri-Fender™ on hyvin tasapainoinen tuote, jolla on vakaa vapaan jodin määrä, nopea ja pitkäkestoinen desinfiointivaikutus sekä erittäin hyvin ihoa pehmentävä kosmeettinen vaikutus. Aineen pH on lähellä vetimen omaa pH-tasoa.

Tri-Fender™ VMS-käytössä Tri-Fender™ toimii VMS:n suihkutusjärjestelmässä levittäen vetimen pinnalle täydellisen suojaavan kerroksen Tri-Fender™ -vedinhoitoainetta.

– Tri-Fender™ – vedinhoitoaine on testattu ja hyväksytty käytettäväksi VMS:n sprayjärjestelmässä. Tri-Fender™ – vedinhoitoaineella ei ole vaikutusta VMS:n herkkiin osiin eikä se vaikuta laitteiden käyttöikään.

Ihonhoito

- Ihoa tasapainottavia ja pehmentäviä aineita
 - vetimen ihoa hoitava vaikutus
- pH lähellä vetimen ihon pH:ta – vetimen iho ei kuivu
- Ihoa hoitavat aineet toimivat jodin kantajana
 - vetimen iho kosteutuu uudelleen ja uudelleen
- Tätä teknologiaa kutsutaan ACT-tekniikaksi – Advanced Conditioning Technology.

Viskositeetti

- Kevyt neste – helppo suihkuttaa ja kastaa
- Erinomainen peittävyys – desinfioidi jopa pienten poimujen ja rypyjen sisältä.

Desinfiointi

- Kehittynyt joditeknologia ja I-tech = Patentoitu vapaan jodin teknologia – Desinfioidi vetimen tehokkaasti, mutta lempeästi
- Optimaalinen aktiivisen jodin määrä – nopea ja laaja desinfiointi
- Korkea vapaan jodin määrä – desinfiointivaikutus kestää pitkään

Tutkimukset ja patentit

- Tutkimukset ja käytännön testit pitkäkestoisia
 - turvalliset ja luotettavat tulokset
- DeLaval omistaa maailmanlaajuisesti patentin ACT-teknologialle – Ainutlaatuinen tekniikka, jonka kopiointi on mahdotonta

Käytännössä

- Suihkutettava vedinkastoaine – hyväksytty VMS-käyttöön
- Raikas tuoksu – miedosti haistettavissa
- Pakkaskestävä – ominaisuudet toimivat jälleen sulatuksen jälkeen
- Tri-Fender™ on käyttövalmis suihkutettava tai kastettava vedinhoitoaine

Säilytys

Säilytä alkuperäispakkauksessa, suoralta auringonvalolta suojattuna ja poissa lasten ulottuvilta. Jos tuote jäätyy, sulata huoneenlämmössä ja sekoita huolellisesti ennen käyttöä.

Tekniset tiedot

Aktiivisen jodin määrä	2500ppm
pH-arvo	5,3-5,6
Hoitavat ainesosat	2% (Glyseriini)
Väri	Oranssi/Ruskea

741006620 10 l
741006611 20 l
741006612 60 l
741006613 200 l
741006614 1000 l

Tri-Fender

 **DeLaval**