



# IodoFence™ - gęsty, barierowy środek na bazie jodu

Barierowy preparat  
do dezynfekcji

strzyków po doju na bazie jodu z dużą zawartością środków pielęgnujących naskórek  
strzyka

- Pozostawia film chemiczny i fizyczny
- Wykazuje doskonałe właściwości dezynfekujące
- Szerokie spektrum biobójcze

## IodoFence™ - gęsty, barierowy środek na bazie jodu



IodoFence™ jest bardzo widocznym i trwałym barierowym środkiem do dezynfekcji strzyków po doju na bazie jodu. Zapewnia doskonałą ochronę chemiczną i fizyczną, idealną w środowiskach wysokiego ryzyka, dzięki technologii barierowej. Ponadto elastyczna bariera ma umiarkowane zużycie ze względu na minimalne skapywanie. IodoFence™ zawiera zaawansowaną technologię pielęgnacji (ACT), która stosuje łagodne składniki o ulepszonej penetracji skóry, aby uzyskać gładkie i elastyczne strzyki. Produkt zawiera również technologię jodu DeLaval I-tech z wysokim poziomem wolnego jodu dla doskonałej dezynfekcji. Co więcej, I-tech regeneruje wolny jod dla przedłużonej skuteczności. IodoFence™ jest stosowany do zanurzania strzyków po doju.

Substancja czynna	Jod całkowity 2500 ppm
Substancje pielęgnujące	5,1% (gliceryna i sorbitol)
Kolor	Ciemny brąz
pH	4,5 - 5,5
Stosowanie	Do zastosowania jako środek do zanurzania strzyków. Zawsze używaj czystego kubka. Używaj biocydów bezpiecznie. Zawsze czytaj etykietę i informacje o produkcie przed użyciem.
Przechowywanie	Przechowywać w pozycji pionowej i w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, chronić przed światłem słonecznym. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i przechowywać w temperaturze 0–25 °C. Jeśli zamrożony, rozmrozić w ciepłym pomieszczeniu i wstrząsnąć przed użyciem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt.
Termin przydatności	12 miesięcy od daty produkcji