



# DeLaval PeraDis

DeLaval PeraDis, fórmula utilizada con éxito desde hace muchos años y testada su compatibilidad con los equipos DeLaval, es un sanitizante concentrado líquido para utilización como desinfectante en áreas de alimentos. La desinfección de pezoneras y colectores con el desinfectante adecuado puede proporcionar protección contra la diseminación de los patógenos de mamitis durante el ordeño - y los consiguientes costes veterinarios. Seguro y fácil de aplicar.

- Producto biodegradable respetuoso con el medio ambiente
- Puede utilizarse con agua de todo tipo de dureza
- Excelentes propiedades desinfectantes



## DeLaval PeraDis

Sanitizante concentrado líquido con base peróxido de hidrógeno y ácido peracético para utilización como desinfectante en áreas de alimentos en pezoneras, colectores, tanques, tuberías de leche, etc. Para asesoramiento contacte con el servicio técnico DeLaval de su zona.

Recomendaciones de dosificación	Desinfección de colectores y sanitización de pezoneras: 40 ml por 10 L (0,4%) de agua durante 30 segundos O 100 ml por 10 L (1%) de agua durante 15 segundos. Sanitización de tanque y tuberías de leche: 30 ml por 10 L (0,3%) de agua durante 5-30 minutos.
Instrucciones de utilización	1. Limpiar todas las superficies a desinfectar. Retirar todos los residuos de leche. Un lavado insuficiente previo a la desinfección disminuye la eficacia sanitizante. 2. Paso desinfectante: desinfección de colectores y sanitización de pezoneras: dosificar 40 ml en 10 L de agua fría, aplicar durante mínimo 30 segundos; O dosificar 100 ml en 10 L de agua fría, aplicar durante mínimo 15 segundos. Sanitización del tanque y las tuberías de leche: dosificar 30 ml en 10 L de agua fría. Circular la solución durante 5-30 minutos. 3. Drenar la solución sanitizante. 4. Aclarar con agua limpia después de la desinfección antes de utilizar de nuevo el equipo.
Condiciones de almacenaje	Transportar y almacenar libre de heladas, mantener frío y protegido de la luz solar. Mantener alejado de productos químicos como detergentes alcalinos y ácidos. Mantener fuera del alcance de los niños, animales y cualquier tipo de alimento. Dosificar en el envase original, no está permitido rellenar los envases. Evitar la contaminación con ceniza de cigarrillos, óxido, ropa sucia, cortes, monedas, suciedad orgánica, etc.
Apariencia	Líquido claro, ligeramente amarillo
Olor	Picante, como vinagre
Densidad relativa (20°C)	1,115 g/ml
Composición básica	
pH (solución al 1%)	2,7
Caducidad	1 año desde la fecha de producción (indicado en el envase) en envase cerrado y en cumplimiento con las condiciones de almacenaje y embalaje anteriores