

# DeLaval dopp- och sprayflaskor

**Förbrukning per ko och år vid regelbunden:**

Spendoppning: ca 3 - 4 liter

Spensprayning ca 5 - 6 liter



**Doppflaska**  
Art nr  
92065122

90° överdel för att underhålla doppingen.



**Doppflaska**  
Art nr  
96500381

Snedställd överdel för att underhålla doppingen.



**Doppflaska 300 ml, ingen återrinning**  
Art nr  
830679180

Mer hygieniskt utförande – ingen återrinning av använd vätska ner i flaskan. Graderad flaska.



**Skumkopp Biofoam Plus 300 ml, ingen återrinning**  
Art nr  
92065136

Snedställd överdel för att underlätta doppingen. Skapar ett ymnigt skum.



**Sprayflaska 500 ml**  
Art nr  
89503017

Fast spridarstycke i rostfritt stål. Sprayar snett uppåt.



**Sprayflaska 600 ml**  
Art nr  
98795820

Fast spridarmunstycke i rostfritt stål. Sprayar snett uppåt. Står stadigt på golvet.

## Praktiska tillbehör för att göra mjölkningsarbetet lite lättare!



### Kontrollkärl

#### Art nr

96502285

Enkelt att använda. Svart kontrollplatta gör det lätt att upptäcka förändringar i mjölken. Försedd med krok att hänga i ficka eller bälte. Bekväm hållare för bältet finns som tillbehör. Rymmer 300 ml. Lätt att tömma. Förhindrar spill under mjölkningen. Konstruktionen är mönsterskyddad.



### Kontrollkärl

#### Art nr

96502280 Kompletet kontrollkärl (äldre modell)

Tillverkad i slagtålig plast. Rymlig behållare med svart kontrollplatta för att lätt upptäcka förändringar i mjölken.



#### Art nr

98795830 Kontrollkärl med "anti-splash"-platta (ny modell)

Kontrollkärl med en unik "anti-splash"-platta som förhindrar stänk.



### Propp till spenkopp (Proppa)

#### Art nr

88940901 2-pack

Proppa är avsedd att täta den överflödiga spenkoppen vid mjölkning av trespenta kor. Proppa är tillverkad av nylon och är därför lättdiskad. Genom sin form är Proppa lätt att sätta i och ta ur spengummit.